



Collarín blando Comfort

Ref. 30202

- Forma precisa y anatómica
- Material cómodo de poliuretano
- Proporciona soporte suave para la mandíbula
- Revestimiento de algodón suave

Indicaciones:

- Distensiones de las articulaciones intervertebrales
- Tensión muscular y mialgias
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:

Medir circunferencia del cuello.

Tallas:

M 27 - 36 cm

L 36 - 46 cm

Alturas:

1: 8 cm

2: 10 cm

Nivel de estabilización:

① ② ③ ④ ⑤



Collarín semirrígido Standart

Ref. 30204

- Forma anatómica precisa
- Construcción reforzada con injerto de polietileno
- Cómodo soporte de nivel moderado
- Estabiliza las vértebras cervicales
- Forro de algodón y bordes redondeados

Indicaciones:

- Distensiones de las articulaciones intervertebrales
- Tensión muscular y mialgias
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:

Medir la circunferencia del cuello.

Tallas:

M 27 - 36 cm

L 36 - 46 cm

Alturas:

1: 8 cm

2: 10 cm

Nivel de estabilización:

① ② ③ ④ ⑤



Inmovilizador de clavícula Fix

Ref. 20103

- Fijación estable de la zona clavicular
- Construcción cómoda en la zona axilar
- Placa trasera suave e inmóvil
- Material respirable, estable y antibacteriano con un suave acolchado

Indicaciones:


- Fracturas de clavícula
- Distensiones de articulación esternoclavicular o acromioclavicular
- Cifosis rígida

Determinando la talla:

Talla universal.

El exceso de longitud se puede recortar.

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de clavícula Fix plus

Ref. 20104

- Fijación estable de la zona clavicular
- Construcción cómoda en la zona axilar
- Placa trasera suave e inmóvil
- Material respirable, estable y antibacteriano con un suave acolchado

Indicaciones:


- Fracturas de clavícula
- Distensiones de articulación esternoclavicular o acromioclavicular
- Cifosis rígida

Determinando la talla:

Mide la circunferencia con un punto de partida en la espina dorsal en el medio de la escápula, luego colóquelo sobre el hombro, debajo de la axila y hasta el punto de partida.

S 58 - 72 cm
M 72 - 82 cm
L 82 - 93 cm

Nivel de estabilización:



Órtesis abducción de hombro Extra

Ref. 31207

- Soporte cómodo de la articulación del hombro en la posición deseada
- Almohada lumbar cómoda y ergonómica
- Adaptación fácil por las tiras de sujeción

Indicaciones:

- Tratamiento postquirúrgico de manguito rotador
- Después de la luxación y subluxación de la articulación del hombro

Determinando la talla:

Disponibile en una única talla universal, que cubre una circunferencia debajo del pecho de 70 a 140 cm.

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de miembro superior Fix

Ref. 30201

- Inmoviliza el miembro superior en todos los planos
- Diseño mejorado para un rápido y simple montaje
- Diseño ligero y apropiado para cualquier condición física
- Material respirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Después de la luxación de hombro
- Tratamiento postoperatorio de la zona
- Periartritis escapulohumeral

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la caja torácica.
Mismo modelo para ambos brazos.

Tallas:

M	65 - 95 cm
L	95 - 130 cm

Nivel de estabilización:



Cabestrillo Mitela Light

Ref. 31205

- Construcción ergonómica con una apertura para el codo
- Material respirable de algodón
- Soporte seguro y cómodo del miembro superior

Indicaciones:

- Traumatismos del miembro superior
- Inmovilizaciones con yeso
- Después de cirugía de la zona

Determinando la talla:

Medir la longitud desde el codo hasta la base de los dedos.

Tallas:

M 27 - 36 cm

L 36 - 45 cm

Nivel de estabilización:



Cabestrillo Mitela Light Ortho

Ref. 31605

- Construcción ligera y multifuncional
- Se adapta a diferentes circunferencias de antebrazo
- Material respirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Lesiones traumáticas del miembro superior
- Inmovilizaciones con yeso
- Después de cirugía de la zona

Determinando la talla:

Talla universal

Nivel de estabilización:





Cincha epicondilitis Epibrace Comfort

Ref. 31203

- Almohadilla anatómica de silicona
- Presión viscoelástica en los músculos
- No restringe el movimiento, se queda en su sitio mientras se practican deportes
- Material transpirable antibacteriano

Indicaciones:

- Epicondilitis lateral – codo de tenista
- Epicondilitis medial – codo de golfista

Determinando la talla:

Talla universal. Adecuada para circunferencias del antebrazo de 22-36 cm.



Nivel de estabilización:



Codera Comfort

Ref. 30701

- Insertar para presión local
- Disminuye el estrés y el dolor en los epicóndilos
- Apriete ajustable
- Limita el rango máximo de flexión
- Material de 3 capas respirable y elástico

Indicaciones:

- Distensión de la articulación del codo
- Epicondilitis lateral – codo de tenista
- Epicondilitis medial – codo de golfista



Determinando la talla:

Medir la circunferencia del codo.

Tallas:

Nivel de estabilización:



S	19 – 21 cm
M	21 – 23 cm
L	23 – 25 cm
XL	25 – 27 cm
XXL	27 – 29 cm

Codera Comfort Silico

Ref. 30801

- Dos almohadillas de forma anatómica de silicona
- Material con diferentes áreas de nivel de compresión
- Apto para deportes y trabajo físico
- Tejido elástico transpirable

Indicaciones:

- Distensión de la articulación del codo
- Esguinces musculares de la zona
- Deportes y trabajo físico


Determinando la talla:

Medir la circunferencia del codo.

Tallas:

S	19 - 21 cm
M	21 - 23 cm
L	23 - 25 cm
XL	25 - 27 cm
XXL	27 - 29 cm

Nivel de estabilización:



Muñequera con férula palmar Standart

Ref. 31202

- Nivel moderado de fijación del área de la muñeca.
- Placa de metal con forma anatómica adaptable
- Tres correas de velcro ajustables
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Distensión del área de la muñeca
- Tenosinovitis
- Síndrome del túnel carpiano
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:

Medir la circunferencia del antebrazo 10 cm encima de la muñeca. Modelo diferente para brazo izquierdo y derecho. Tallas:

S	18 - 20 cm
M	20 - 23 cm
L	23 - 27 cm

Nivel de estabilización:



Muñequera con férula palmar Extra

Ref. 31603

- Estabilización segura del antebrazo y la muñeca.
- Una placa adaptable de metal y una de plástico
- 26 cm de longitud máxima
- Doble fijación de la zona de la muñeca
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Distensión, tendinitis de la muñeca
- Fracturas distales del antebrazo
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:


Medir la circunferencia del antebrazo encima de la muñeca. Modelos distintos para la mano izquierda y derecha.

Tallas:

S	18 – 20 cm
M	20 – 23 cm
L	23 – 27 cm



Nivel de estabilización:



Muñequera con férula palmar y pulgar Fix

Ref. 31604

- Fijación del pulgar, la muñeca y el antebrazo
- Una placa adaptable de plástico y dos de metal
- Correas no elásticas para un ajuste preciso
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Distensión de muñeca y pulgar
- Síndrome de De Quervain, tenosinovitis
- Fracturas de radio o cúbito y radio


Determinando la talla:

Medir la circunferencia del antebrazo 10 cm encima de la muñeca.

Mismo modelo para mano derecha e izquierda. Tallas:

S	18 – 20 cm
M	20 – 23 cm
L	23 – 27 cm

Nivel de estabilización:



Muñequera estabilizadora de pulgar Light

Ref. 31201

- Estabilización ligera del pulgar y la muñeca.
- Placa de metal con una forma anatómica adaptable
- Material de neopreno con forro de algodón

Indicaciones:

- Ligera distensión de las articulaciones del pulgar
- Tenosinovitis en la zona
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la muñeca.

Mismo modelo para mano izquierda y derecha.

Tallas:

Nivel de estabilización:



S	14 - 16 cm
M	16 - 19 cm
L	19 - 21 cm



Muñequera estabilizadora de pulgar Standart

Ref. 31602

- Estabilización segura del pulgar y la muñeca
- Injerto de metal duradero con una forma adaptable
- Doble envoltura del pulgar y tenar
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Distensión del área de la muñeca
- Tenosinovitis
- Síndrome del túnel carpiano
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:

Medir la circunferencia del antebrazo 10 cm encima de la muñeca. Modelo diferente para brazo izquierdo y derecho. Tallas:

S	14 - 16 cm
M	16 - 19 cm
L	19 - 21 cm



Nivel de estabilización:



Muñequera palmar con férula Standart II, III y IV dedos

Ref. 31606



Inmovilización estable de las falanges de los dedos II, III o IV

- Una placa de metal adaptable
- Cuatro correas suaves no elásticas
- Tejido ligero y agradable al tacto

Indicaciones:

- Distensiones y luxaciones en las articulaciones de las falanges de los dedos segundo, tercero o cuarto
- Fracturas estables y epifisiolisis de la zona
- Tratamiento postoperatorio de la zona
- Tenosinovitis en la zona

Determinando la talla:


El tamaño correcto se determina midiendo la distancia de la punta del dedo más largo de la mano a la arruga de la muñeca.

Tallas:



S	14 – 17 cm
M	17 – 20 cm
L	20 – 23 cm

Nivel de estabilización:



Muñequera metacarpiana Standart V dedo

Ref. 31607



- Inmovilización estable en la zona del quinto dedo (meñique)
- Una placa de metal adaptable
- Tres correas suaves no elásticas, móviles, para un ajuste preciso
- Tejido transpirable forrado de algodón

Indicaciones:

- Distensiones y luxaciones en las articulaciones del quinto dedo.
- Fracturas estables y epifisiolisis de la zona
- Tratamiento postoperatorio de la zona
- Tenosinovitis de la zona


Determinando la talla:

El tamaño correcto se determina al medir la circunferencia de la muñeca. Tallas:



S	14 – 16 cm
M	16 – 18 cm
L	18 – 20 cm

Nivel de estabilización:



Muñequera Light

Ref. 31204

- Estabiliza la zona de la muñeca
- Reduce estrés en los ligamentos
- Apriete ajustable
- Material transpirable con forro de algodón


Indicaciones:

- Esfuerzo excesivo crónico o traumas
- Tenosinovitis de flexores o extensores

Determinando la talla:

Talla universal para una circunferencia de muñeca de 14-21 cm

Nivel de estabilización:



Muñequera Light Plus

Ref. 31601

- Fortalece y fija la zona de la muñeca.
- Reduce el estrés en la zona
- Se adhiere al pulgar y permanece en su lugar
- Efecto de calentamiento moderado para la relajación muscular
- Material de neopreno con forro de algodón

Indicaciones:


- Esfuerzo excesivo o traumas de la muñeca
- Tenosinovitis de flexores o extensores

Determinando la talla:

Tamaño universal.

Adecuado para circunferencias de muñeca de 14-21 cm.

Nivel de estabilización:



Faja sacrolumbar Light Elastic

Ref. 10104

- Soporte de espalda ligero
- Dos pares de tiras poliméricas de 16 cm de altura
- Construcción ligera y de bajo perfil
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable

Indicaciones:

- Leves distensiones musculares
- Dolor relacionado con la postura laboral y el exceso de trabajo
- Debilidad muscular

Determinando la talla:


Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

S 65 - 75 cm
M 75 - 90 cm
L 90 - 110 cm

Nivel de estabilización:

① ② ③ ④ ⑤



Faja sacrolumbar Comfort

Ref. 10203

- Estabiliza la zona lumbar distal
- Tres tiras de metal de 25 cm de altura
- Doble apriete adicional
- Material elástico, ligero y transpirable

Indicaciones:

- Discopatía y radiculitis
- Dolor relacionado con la postura laboral
- Traumatismo muscular

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

S 75 - 90 cm
M 90 - 105 cm
L 105 - 120 cm
XL 120 - 140 cm

Nivel de estabilización:

① ② ③ ④ ⑤





Faja sacrolumbar Standart

Ref. 10102

- Nivel moderado de soporte dorsal
- Cuatro tiras posterolaterales de metal
- 26 cm de altura dorsal
- Correas elásticas para un ajuste adicional
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable

Indicaciones:

- Radiculopatía
- Discopatía, espondiloartrosis
- Pre y postoperatorio de hernia discal
- Traumatismo muscular



Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

S	66 – 78 cm
M	78 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 135 cm



Nivel de estabilización:



Faja sacrolumbar Standart Anatomic

Ref. 10108

- Nivel moderado de soporte dorsal
- Dos pares de tiras elásticas de 26 cm de altura
- Apriete adicional extraíble
- Diseño elegante de bajo perfil
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable

Indicaciones:

- Radiculopatía
- Discopatía, espondiloartrosis
- Pre y postoperatorio de hernia discal
- Traumatismo muscular

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

Nivel de estabilización:



S	60 – 75 cm
M	75 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 140 cm

Faja Standart Mamá

Ref. 10107

- Reduce el dolor por tensión toracolumbar
- Cuatro pares de tiras elásticas
- Talla universal para todo el período de embarazo
- Material elástico transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Discopatía
- Radiculitis relacionada con el embarazo
- Dolor de la articulación sacroilíaca
- Hiperlordosis y rectificación lumbar

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Nivel de estabilización:



Faja sacrolumbar Extra

Ref. 10101

- Nivel medio-alto de soporte dorsal
- Seis tiras dorsales metálicas de 26 cm de altura
- Doble apriete adicional
- Material elástico, hipoalérgico y transpirable

Indicaciones:

- Discopatía, espondiloartrosis
- Hernia de disco: pre y postoperatorio
- Traumatismos musculares

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

Nivel de estabilización:



S	66 – 78 cm
M	78 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 135 cm





Faja sacrolumbar Extra Max

Ref. 10110

- Alto nivel de soporte
- Seis tiras metálicas con máxima estabilidad de 26 cm de altura
- Triple apriete adicional
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable

Indicaciones:

- Espondilolistesis, osteoartritis lumbar
- Hernia de disco, discopatía
- Fracturas traumáticas o patológicas
- Tratamiento postoperatorio


Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.



Tallas:

Nivel de estabilización:



S	60 – 75 cm
M	75 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 140 cm



Espaldillera Extra Hessing

Ref. 20102

- Fija la zona toracolumbar
- Cuatro tiras metálicas estables
- Correas elásticas para fijación al hombro
- Cómodo para usar tanto sentado como de pie
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable

Indicaciones:

- Cifosis osteoporótica
- Tratamiento postoperatorio
- Hernia de disco, discopatía


Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.



Tallas:

Nivel de estabilización:



S	66 – 78 cm
M	78 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 135 cm



Espaldillera Light

Ref: 20105

- Mejora la postura
- Mejora la estabilidad con dos bandas elásticas
- Corrección ajustable con tiras de velcro
- Material respirable, hipoalergénico y elástico

Indicaciones:

- Cifosis postural
- Enfermedad de Schoermann-Mau
- Mialgia paravertebral

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de las costillas.

Tallas:

S 60 – 70 cm



M 70 – 80 cm

L 80 – 90 cm

XL 90 – 100 cm

Nivel de estabilización:

1 2 3 4 5



Espaldillera Standart

Ref: 20101

- Mejora la postura
- Mejora la estabilidad con dos bandas elásticas
- Corrección ajustable con tiras de velcro
- Material respirable, hipoalergénico y elástico

Indicaciones:

- Cifosis postural
- Enfermedad de Schoermann-Mau
- Mialgia paravertebral

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de las costillas.

Tallas:

S 43 – 55 cm


M 55 – 70 cm

L 70 – 85 cm

XL 85 – 105 cm

Nivel de estabilización:

1 2 3 4 5



LUMBOFIX

Ref. 10113

- Fija toda la zona lumbosacra
- Ocho tiras metálicas estables de 36 cm de altura
- Triple apriete adicional
- Cómodo para usar tanto sentado como de pie
- Forro de algodón y material elástico transpirable

Indicaciones:

- Fracturas traumáticas y patológicas
- Postoperatorio
- Hernia de disco, espondilolistesis

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

S	66 - 78 cm
M	78 - 90 cm
L	90 - 105 cm
XL	105 - 120 cm
XXL	120 - 135 cm

Nivel de estabilización:



DORSOFIX

Ref. 10112

- Fijación completa de la columna
- Soportes y platos para un apoyo máximo
- Ajuste de altura individual
- Triple apriete adicional
- Material elástico, transpirable y con forro de algodón

Indicaciones:


- Fracturas traumáticas o patológicas
- Espondilolistesis, hernia de disco
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:


Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

S	66 - 78 cm
M	78 - 90 cm
L	90 - 105 cm
XL	105 - 120 cm
XXL	120 - 135 cm



Nivel de estabilización:





Faja torácica

Ref. 10114

- Nivel moderado de estabilización del pecho
- Adecuado tanto para hombres como para mujeres
- Forro de algodón y material elástico transpirable

Indicaciones:


- Post cirugía torácica
- Fractura de costillas
- Traumatismo de pecho

Determinando la talla:

Medir la circunferencia del pecho.

Tallas:

M	85 - 95 cm
L	95 - 105 cm
XL	105 - 115 cm
XXL	115 - 125 cm
XXXL	125 - 135 cm



Faja torácica / pared abdominal

Ref. 10105

- Soporte del área abdominal o torácica
- Construcción estable basada en correas superpuestas
- Dos soportes de plástico estabilizador
- Altura ventral: 20-30 cm
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable

Indicaciones:

- Tratamiento postoperatorio
- Postparto: cesárea o natural

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura/pecho.

Tallas:



S	66 - 78 cm
M	78 - 90 cm
L	90 - 105 cm
XL	105 - 120 cm
XXL	120 - 135 cm

Faja abdominal Plus

Ref. 10106

- Asegura la zona abdominal
- Construcción basada en correas superpuestas
- Cuatro tiras de metal de 25 cm cada una
- Altura ventral: 20-30 cm
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable


Indicaciones:

- Cirugías abdominales y discopatía
- Radiculitis postparto
- Discopatía y pared abdominal flácida

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:



S	66 – 78 cm
M	78 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 135 cm



Faja eventración y abdominoplastia

Ref. 10103

- Asegura la pared abdominal frontal
- Segmento frontal estable para una distribución cómoda de la presión
- Dos soportes de plástico de apoyo
- Forro de algodón y material elástico transpirable

Indicaciones:


- Tratamiento postoperatorio preventivo
- Tratamiento postoperatorio de eventración y abdominoplastia

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

M	78 – 90 cm
L	90 – 105 cm
XL	105 – 120 cm
XXL	120 – 135 cm
XXXL	135 – 150 cm





Faja abdominal ostomizados

Ref. 10109

- Asegura el área alrededor del estoma
- Posicionamiento y ajuste de presión precisos
- Material elástico, hipoalergénico y transpirable

Indicaciones:

- Profilaxis de eventraciones
- Asegura pequeñas eventraciones



Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

S	80 - 90 cm
M	90 - 100 cm
L	100 - 110 cm
XL	110 - 120 cm



Faja lumbar Standart Basic

Ref. 10116

- Nivel moderado de estabilización de la cintura
- Cuatro tirantes de metal de 26 cm de altura
- Material innovador para la fijación directa
- Material elástico transpirable e hipoalergénico

Indicaciones:

- Radiculopatía
- Discopatía, espondiloartrosis
- Hernia de disco: pre y postoperatorio

Determinando la talla:

Medir la circunferencia de la cintura.

Tallas:

1	60 - 95 cm
2	95 - 120 cm

Nivel de estabilización:



Cincha patelar Comfort

Ref. 40202

- Almohadilla anatómica de silicona
- Presión viscoelástica sobre el ligamento rotuliano
- Eleva la rótula y reduce el dolor
- No obstruye el movimiento y permanece en su lugar durante la práctica deportiva
- Material transpirable con propiedades antibacterianas

Indicaciones:

- Síndrome del ápice rotuliano
- Enfermedad de Osgood-Schlatter
- Artrosis patelofemoral
- Tendinitis del ligamento rotuliano

Determinando la talla:

Tamaño universal. Adecuado para circunferencias de rodilla (debajo de la rótula) de 27 a 45 cm.

Nivel de estabilización:



Rodillera Comfort

Ref. 40201

- Cómoda estabilización de la articulación de la rodilla
- Anillo estabilizador de rótula con apertura
- Confeccionado en tejido elástico, ligero y transpirable
- Adecuado para deportes y actividades diarias.

Indicaciones:

- Artritis femorrotuliana
- Gonartrosis
- Lesiones de tejidos blandos en la zona

Determinando la talla:

Medir la circunferencia.

Tallas:

M	33 - 39 cm
L	39 - 48 cm

Nivel de estabilización:



Rodillera Comfort Plus

Ref. 40801

- Estabilización elástica colateral
- Anillo abierto trapezoidal de forma anatómica para la estabilización de la rótula
- Tejido elástico, ligero y transpirable
- Adecuado para deportes y actividades diarias.

Indicaciones:


- Esguinces o condropatía moderados
- Enfermedad de Osgood-Schlatter
- Dolor en los puntos de inserción de los músculos alrededor de la rodilla

Determinando la talla:

Doble la rodilla en un ángulo de 90° y mida la circunferencia justo debajo de la articulación de la rodilla.

Tallas:	XS	28 – 31 cm
	S	31 – 34 cm
	M	34 – 37 cm
	L	37 – 41 cm
	XL	41 – 45 cm

Nivel de estabilización:



Rodillera Standart

Ref. 40701

- Estabilización elástica de los ligamentos colaterales
- Anillo trapezoidal de forma anatómica para la rótula
- No limita el rango de movimiento fisiológico
- Tejido elástico, ligero y transpirable
- Adecuado para deportes y actividades diarias.

Indicaciones:


- Esguinces o condropatía de moderados a graves
- Lesiones de ligamentos colaterales
- Gonartrosis
- Inestabilidad rotuliana

Determinando la talla:

Doble la rodilla en un ángulo de 90° y mida la circunferencia justo debajo de la articulación de la rodilla.

Tallas:	XS	28 – 31 cm
	S	31 – 34 cm
	M	34 – 37 cm
	L	37 – 41 cm
	XL	41 – 45 cm

Nivel de estabilización:



Rodillera Standard Plus

Ref. 40703

- Estabilización elástica de los ligamentos colaterales
- Construcción abierta para ajuste individual
- Anillo acolchado que estabiliza la rótula
- No limita el rango de movimiento fisiológico
- Tejido elástico, ligero y transpirable

Indicaciones:


- Esguinces o condropatía de moderados a graves
- Lesiones de ligamentos colaterales
- Gonartrosis
- Inestabilidad rotuliana

Determinando la talla:

Doble la rodilla en un ángulo de 90° y mida la circunferencia justo debajo de la articulación de la rodilla.

Tallas:

XS	28 - 31 cm
S	31 - 34 cm
M	34 - 37 cm
L	37 - 41 cm
XL	41 - 45 cm



Nivel de estabilización:



Rodillera Extra

Ref. 40702

- Estabilización colateral estable mediante mecanismo de aluminio con ejes anatómicos de movimiento
- Anillo trapezoidal de forma anatómica que estabiliza la rótula
- Las correas no elásticas fijan la rodillera en su lugar
- Tejido elástico, ligero y transpirable
- Adecuado para deportes y actividades diarias.

Indicaciones:


- Lesiones de la cápsula articular y los ligamentos
- Lesiones meniscales
- Inestabilidad medial o lateral
- Gonartrosis



Determinando la talla:

Doble la rodilla en un ángulo de 90° y mida la circunferencia justo debajo de la articulación de la rodilla.

Nivel de estabilización:



Tallas:

XS	28 - 31 cm
S	31 - 34 cm
M	34 - 37 cm
L	37 - 41 cm
XL	41 - 45 cm



Inmovilizador de rodilla Fix

Ref. 40601


- Inmoviliza la articulación de la rodilla en extensión
- Tres tiras rígidas con forma anatómica
- Ajuste individual de las tiras
- Correas de velcro para un ajuste preciso
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Distensiones de la articulación de la rodilla
- Tratamiento postoperatorio
- Hipertono de los flexores de la rodilla

Determinando la talla:

Medir la altura y la circunferencia femoral del paciente 22 cm por encima del centro rotuliano.



Tallas:

S	40 - 55 cm
M	45 - 55 cm
L	55 - 65 cm

Altura:

1	hasta 170 cm
2	encima 170 cm

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de rodilla Fix Uni

Ref. 40604

- Inmoviliza la articulación de la rodilla en extensión
- Tres tiras rígidas con forma anatómica
- Ajuste individual de las estancias
- Cuatro correas de velcro para un ajuste preciso
- Construcción con tres elementos textiles
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Distensiones de la articulación de la rodilla
- Tratamiento postoperatorio
- Hipertono de los flexores de la rodilla

Determinando la talla:

Talla universal. Adecuado para una rodilla de circunferencia (22 cm por encima del centro patelar) de 40-65 cm.



Nivel de estabilización:



Rodillera Multicéntrica Fix

Ref. 40602

- Control sobre el rango de movimiento de la articulación de la rodilla
- Flexión: 0-120°, extensión: 0-90°; puede ser ajustado con incrementos de 15°
- Correas de velcro para un ajuste preciso
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Cuando se necesita control sobre el rango de movimiento
- Lesiones de meniscos y ligamentos cruzados
- Tratamiento postoperatorio




Determinando la talla:
Medir la altura del paciente.

Tallas:

- M hasta 185 cm
- L encima 185 cm

Nivel de estabilización:



Rodillera Multicéntrica Fix Plus

Ref. 40606

- Control sobre el rango de movimiento de la articulación de la rodilla
- Flexión: 0-120°, extensión: 0-90°; puede ser ajustado con incrementos de 15°
- Correas de velcro para un ajuste preciso
- Cómoda construcción de múltiples correas

Indicaciones:

- Cuando se necesita control sobre el rango de movimiento
- Lesiones de meniscos y ligamentos cruzados
- Tratamiento postoperatorio



Determinando la talla:
Medir la altura del paciente.

Tallas:

M hasta 185 cm
L encima 185 cm

Nivel de estabilización:

①②③④⑤



Tobillera Light

Ref. 40802

- Proporciona una ligera estabilización del tobillo
- Diseñada para sujetar firmemente el tobillo
- Conserva la libertad de movimiento fisiológico
- Adecuada para deportes y actividades diarias.

Indicaciones:


- Sensación de inestabilidad
- Esguinces leves de tejidos blandos
- Durante la recuperación después de lesiones leves

Determinando la talla:

Medir la circunferencia del tobillo alrededor del talón.

Tallas:

S	29 – 32 cm
M	32 – 35 cm
L	35 – 38 cm
XL	38 – 41 cm



Nivel de estabilización:



Tobillera Comfort

Ref. 40203

- Estabiliza el tobillo
- Construcción anatómica confortable
- Tejido elástico ligero y transpirable
- Adecuado para deportes y actividades diarias.

Indicaciones:

- Distensiones leves del tobillo
- Inestabilidad leve del tobillo, artrosis
- Para deportes posteriores a la distensión

Determinando la talla:

Medir la circunferencia del tobillo.

Tallas:

S	20 – 23 cm
M	23 – 27 cm
L	27 – 31 cm
XL	31 – 35 cm



Nivel de estabilización:



Tobillera Standart

Ref. 40803

- Apoya y estabiliza el tobillo
- Diseño anatómico cómodo
- Elementos estabilizadores elásticos y no elásticos
- Tejido elástico, ligero y transpirable
- Adecuado para deportes y actividades diarias



Indicaciones:

- Esguinces leves a moderados
- Inestabilidad crónica
- Artrosis en etapa temprana


Determinando la talla:

Medir la circunferencia del tobillo alrededor del talón.

Tallas:

S	29 - 32 cm
M	32 - 35 cm
L	35 - 38 cm
XL	38 - 41 cm

Nivel de estabilización:



Tobillera Extra

Ref. 40804

- Estabilización elástica de los ligamentos medial y lateral del tobillo
- Bandas elásticas largas que envuelven firmemente el pie y el tobillo
- Tejido elástico, ligero y transpirable

Indicaciones:


- Traumatismos agudos de los ligamentos laterales y el tendón del tobillo
- Tratamiento de fracturas estables de tobillo
- Capsulitis y tendinitis después de una fractura o lesiones en los tendones
- Artrosis con inestabilidad



Determinando la talla:

Medir la circunferencia del tobillo alrededor del talón.

Nivel de estabilización:



Tallas:

S	29 - 32 cm
M	32 - 35 cm
L	35 - 38 cm
XL	38 - 41 cm



Estabilizador de tobillo Shell Standart

Ref. 40301

- Estabilización eficaz con dos elementos plásticos
- Cómodo acolchado de poliuretano alrededor de los maléolos
- Dos correas de velcro que fijan el estabilizador
- Ajuste comfortable del talón

Indicaciones:

- Distensiones laterales o mediales
- Tratamiento postoperatorio
- Alivia el dolor crónico de la artritis

Determinando la talla:

Talla universal.

Nivel de estabilización:

① ② ③ ④ ⑤



Soporte antiequino Standart

Ref. 40302

- Evita la marcha equina
- Construcción elástica de perfil bajo
- Acolchado adicional de las correas de sujeción

Indicaciones:

- Parálisis del nervio peroneo

Determinando la talla:

La talla depende del número de pie.
Modelos distintos para pie izquierdo y derecho.

Tallas:	S	34 - 37
	M	38 - 41
	L	42 - 45

Nivel de estabilización:

① ② ③ ④ ⑤



Férula multiposicional pie-tobillo Fix

Ref. 40305

- Fija el tobillo en posición neutra
- Acolchado anti-decúbito
- Ajuste de la rotación de la pierna
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Después de lesiones cerebrales
- Lesiones del fémur proximal
- Posterior a un accidente cerebrovascular

Determinando la talla:

La talla depende del número de pie.

Tallas:

S	34 - 37
M	38 - 41
L	42 - 45

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de clavícula Kids

Ref. 60502

- Fijación estable del área de la clavícula
- Construcción cómoda en la zona axilar
- Placa trasera blanda e inmóvil
- Material transpirable, estable y antibacteriano con acolchado suave


Indicaciones:

- Fracturas de clavícula
- Distensión de la articulación esternoclavicular o acromioclavicular

Determinando la talla:

Talla universal. El exceso de longitud se puede recortar.

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de clavícula Kids Plus

Ref. 60508

- Fijación estable del área de la clavícula
- Construcción cómoda en la zona axilar
- Placa trasera blanda e inmóvil
- Material transpirable, estable y antibacteriano con acolchado suave

Indicaciones:

- Fracturas de clavícula
- Distensión de la articulación esternoclavicular o acromioclavicular

Determinando la talla:

Mide la circunferencia con un punto de partida en la espina dorsal en el medio de la escapula, luego colóquelo sobre el hombro, debajo de la axila, y hasta el punto de partida. El rango de tamaño es de 49 a 58 cm.

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de miembro superior Kids

Ref. 60506

- Fija el miembro superior en todos los planos
- Acolchado cómodo en todas las áreas
- Diseño mejorado para un montaje rápido y sencillo
- Material transpirable con forro de algodón


Indicaciones:

- Después de luxación de hombro
- Tratamiento postoperatorio del hombro

Determinando la talla:

Talla universal. Adecuado para mano izquierda y derecha. Recomendado para circunferencia de la caja torácica de 45-65 cm.

Nivel de estabilización:



Cabestrillo Mitela Kids

Ref. 60504

- Construcción ergonómica con apertura para el codo
- Material de algodón transpirable
- Soporte seguro y cómodo para las extremidades superiores


Indicaciones:

- Lesiones traumáticas del miembro superior
- Inmovilización con yeso
- Postoperatorio en la zona indicada

Determinando la talla:

Talla universal.

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de muñeca y antebrazo Kids

Ref. 60505

- Nivel moderado de estabilización del área de la muñeca
- Placas de metal y poliméricas ajustables
- Tres correas no elásticas refuerzan la construcción
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:

- Distensión de la muñeca
- Fracturas del antebrazo distal
- Tratamiento pos operatorio

Determinando la talla:

Adecuado para ambas manos.

Tallas:

- S longitud de órtesis 18 cm
- M longitud de órtesis 21 cm

Nivel de estabilización:



Inmovilizador de rodilla Kids

Ref. 60507

- Inmoviliza la articulación de la rodilla en extensión
- Tres tiras metálicas rígidas con forma anatómica
- Las tiras se pueden moldear individualmente
- Correas de velcro para un ajuste preciso
- Material transpirable con forro de algodón

Indicaciones:


- Distensión de la articulación de la rodilla
- Después del tratamiento quirúrgico
- Hipertono de los flexores de la rodilla

Determinando la talla:

Tallas:

- XS longitud de órtesis: 25 cm
- S longitud de órtesis: 30 cm
- M longitud de órtesis: 37 cm

Nivel de estabilización:



Arnés de Pavlik Kids

Ref. 60501

- Mantiene la articulación de la cadera en posición para una recuperación óptima
- La posición se puede ajustar mediante correas de velcro
- Confeccionado en tejido de algodón acolchado

Indicaciones:

- Displasia de la articulación de la cadera
- Subluxación de la articulación de la cadera
- Luxación de la articulación de la cadera

Determinando la talla:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1 | 1 – 2 meses и 2,5 – 3,5 kg |
| 2 | 3 – 4 meses и 4 – 6 kg |
| 3 | 5 – 6 meses más de 6 kg |



Pañal de Frejka Kids

Ref. 60503

- Mantiene la abducción en las articulaciones de la cadera
- Permite movimiento parcial

Indicaciones:

- Displasia neonatal leve de cadera
- Después del tratamiento con el arnés Pavlik

Determinando la talla:

El médico determina el tamaño adecuado según la edad del bebé.

Tallas:

- | | |
|---|---------------|
| 1 | recien nacido |
| 2 | 1 – 2 meses |
| 3 | 3 – 4 meses |
| 4 | 5 – 6 meses |



Supinadores Kids

Ref. 50401

- Soporte y ayuda para ajustar el arco longitudinal
- Mejora la estabilidad general del pie
- Mantiene los talones en una posición anatómicamente correcta

Indicaciones:

- Pie plano flexible
- Pie cavo (posición X de los talones)
- Dolor de pie

Determinando la talla:

La talla depende del número de pie.

19 - 20
21 - 22
23 - 24
25 - 26
29 - 30
31 - 32



Separadores de dedos de los pies de silicona

Ref. 50406

- Construcción anatómica, diseñada para permanecer en su lugar
- Silicona suave y duradera
- Permite una limpieza rápida y sencilla

Indicaciones:

- Hallux valgus elástico
- Dolor en los huesos sesamoideos del dedo gordo del pie
- Tratamiento postoperatorio

Determinando la talla:

La talla depende del número de pie.

Tallas:

M, L



Almohadillas de silicona para los talones

Ref. 50405

- Construcción de silicona absorbente de golpes
- Relaja el tendón de Aquiles
- Permite una limpieza rápida y sencilla

Indicaciones:

- Fascitis plantar
- Tendinopatía de Aquiles
- Postfracturas del talón

Determinando la talla:

La talla depende del número de pie. Tallas:

S	34 - 37
M	37 - 41
L	41 - 44



Almohadillas de silicona para el talón con una zona de absorción de impactos

Ref. 50408

- Construcción de silicona absorbente de golpes
- Zona extra suave para reducir el dolor
- Relaja el tendón de Aquiles
- Permite una limpieza rápida y sencilla


Indicaciones:

- Fascitis plantar
- Tendinopatía de Aquiles
- Postfracturas del talón

Determinando la talla:

La talla depende del número de pie. Tallas:

S	34 - 37
M	37 - 41
L	41 - 44





ORTHEFIX PLUS SLU

C/Gomis, 74, 3-2
Barcelona 08023
+34 615762399

www.orthefixplus.com
orthefix.plus@yahoo.com